




NOTA DE ATUALIZAÇÃO 1.54.0


A nova versão da plataforma Arkmeds traz melhorias, ajustes e correções com o objetivo de melhorar a sua experiência de uso do sistema. Abaixo, seguem as modificações incorporadas ao software nessa nova versão:

01 Anexo adicionado nas empresas

Caminho: **Cadastro e Consulta > Empresas e Clientes > Adicionar ou  (Visualizar)**

Adicionado no nas empresas a opção de anexar alguns tipos de arquivos..

 Cadastro de Empresas ^

Tipo 	Cliente Externo ▼
Nome*	<input type="text"/>
Nome Fantasia	<input type="text"/>
Superior	----- ▼
CNPJ	<input type="text"/>
Observações	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px;"></div>
Anexo	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado Formatos aceitos: png, jpg, jpeg, bmp, gif, zip, rar, pdf, doc, docx, xls, xlsx de até 10MB.

02 Opção de bloquear um solicitante

Caminho: **Usuários > Solicitantes >  (Perfil) > editar**

Agora é possível bloquear um solicitante de acessar a o sistema pelo seu perfil (somente o administrador do sistema pode fazer isso)

Assinatura	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado
Foto de perfil	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado
Pode visualizar orçamentos*	<input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Sim
Bloqueado*	<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim



03 Impressão de informações novas no equipamento

Caminho: **Cadastro e consulta > Equipamentos > Visualização > Imprimir**

Adicionado na impressão do equipamento as informações de valor da compra e data de aquisição.

	Equipamento Nº8984
<hr/>	
1 - Dados básicos	
Estado:	Ativo
Tipo:	Balança
Valor compra:	169.87
Uso em calibrações:	Equipamento
Proprietário:	TREINAMENTO ARKMEDS
Data aquisição:	02/05/2020

04 Exclusão de múltiplos equipamento

Caminho: **Cadastro e consulta > Equipamentos >** **(selecione**

os equipamentos) >   **(clique na lixeira)**

Adicionado a opção de exclusão de múltiplos equipamentos (somente o administrador pode realizar essa ação)



05 Correções

- Checklist do tipo número agora aceita normalmente os critérios com valores negativos.
- Botão de adicionar calibração não pode mais ser visualizado pelo usuário solicitante.



A plataforma Arkmeds deseja que, cada vez mais, você tenha uma melhor experiência de uso do sistema. Por isso, qualquer dúvida ou sugestão de melhoria, entre em contato conosco através do chat.