


## NOTA DE ATUALIZAÇÃO 1.79.0

A nova versão da plataforma Arkmeds traz melhorias, ajustes e correções com o objetivo de melhorar a sua experiência de uso no sistema. Abaixo, seguem as novidades incorporadas ao software nessa nova versão:

### 01 Valor nominal na calibração avançada

- Agora é possível ocultar ou mostrar a coluna “valor nominal” dentro do módulo de calibração.



### 02 Assinatura no protocolo de entrega

- Agora é possível recolher a assinatura do responsável pelo

recebimento do equipamento dentro do campo “protocolo de entrega” da ordem de serviço.

Informações básicas - Protocolo Entrega


Entregue por\*


O equipamento foi testado?\*  Sim  Não

O equipamento funciona?\*  Sim  Não

Observações

Recebido por

Assinatura 

 Apagar

## 03 Gráficos de pressão no relatório OTTO

- O gráfico de pressão passou a ser opcional na impressão do relatório OTTO, visto que há casos em que o sensor de pressão não é utilizado.

## 04 Acesso de usuários às empresas


- Agora o usuário somente tem acesso às informações do sistema que estão atreladas às empresas as quais ele possui permissão.



A captura de tela mostra uma interface de usuário para o "Cadastro de Usuários". O formulário contém três campos de entrada: "Nome\*", "Email\*" e "Empresas". O campo "Empresas" é um menu suspenso com o texto "Selecione as Empresas ou Setores" e uma seta para baixo. Uma seta vermelha aponta para este campo de seleção.


## 05 Histórico de alteração da observação na OS

- Agora é possível visualizar todas as alterações realizadas na observação da ordem de serviço.



## 06 Atribuir outros colaboradores a uma ordem de serviço

- Agora é possível determinar se o usuário pode ou não atribuir um responsável técnico a uma ordem de serviço.



## 07 Correções

- Ordem de impressão do checklist.
- Geração de relatórios periódicos automáticos.
- Carregamento correto de abas e de incertezas ao gerar um



semelhante de uma calibração com diversos padrões.

- Exclusão da frase “rascunho salvo com sucesso” da impressão de um relatório de conclusão de ordem de serviço.

**A plataforma Arkmeds deseja que, cada vez mais, você tenha uma melhor experiência de uso do sistema. Por isso, qualquer dúvida ou sugestão de melhoria, entre em contato conosco através do chat.**