

NOTA DE ATUALIZAÇÃO 1.80.0

A nova versão da plataforma Arkmeds traz melhorias, ajustes e correções com o objetivo de melhorar a sua experiência de uso no sistema. Abaixo, seguem as novidades incorporadas ao software nessa nova versão:

01 Arredondamento de acordo com a resolução

- Agora os valores medidos nas calibrações avançadas só podem ser inseridos após a resolução do equipamento e os valores de referência após a resolução do padrão.

03 Tempo de carregamento de API's

- O tempo de carregamento de API's foi otimizado.

04 Tradução do certificado de calibração

- Agora o certificado de calibração pode ser emitido em inglês.

1- Contractee's Data

Name:
Adress:
EIN:
Contact:

2- Calibrated Instrument/Equipment

Type:

3- Ambient Conditions

Temperature:

Relative Humidity:

4- Standards Used

TERMO HIGRÔMETRO PADRÃO / RBC

Certificate:

Identification:

Serial Number:

Property:

Manufacturer :

Calibration agency:

5- Calibration Procedures

05

 Correções

- Gerar relatório de análise de dados de equipamentos sem erro 500.
- Somente aparecem no relatório de conformidade de planos os serviços selecionados para o equipamento no plano.
- Quebra de texto no campo descrição da OS.
- E-mail de notificação de mudança de estado de OS enviado na língua configurada na plataforma do cliente.
- Busca por empresas permitida a partir da seção 2 dos relatórios de robôs.



A plataforma Arkmeds deseja que, cada vez mais, você tenha uma melhor experiência de uso do sistema. Por isso, qualquer dúvida ou sugestão de melhoria, entre em contato conosco através do chat.