


NOTA DE ATUALIZAÇÃO 1.81.0

A nova versão da plataforma Arkmeds traz melhorias, ajustes e correções com o objetivo de melhorar a sua experiência de uso no sistema. Abaixo, seguem as novidades incorporadas ao software nessa nova versão:

01 Webhook para SLA de chamados

- Agora é possível criar uma notificação por meio de webhook para enviar atualizações relacionadas ao SLA de chamados.



The screenshot shows the 'Webhook' configuration page. At the top left, there is a pencil icon and the text 'Webhook'. Below this, there is a form with the following fields and controls:

- Descrição***: A text input field.
- Model***: A dropdown menu with 'Chamado' selected.
- Tópico***: A dropdown menu with 'SLA dos chamados' selected. An 'Editar' button is located to the left of this dropdown.
- Filtros**: A section containing a 'URL*' field with the text 'http:// ou https://' and a 'Filtrar' button to its left.
- Adicionar**: A blue button at the bottom right of the form.



02 Imagem anexada a OS

- Agora a imagem anexada a uma OS não gera quebra de página e criação de páginas desnecessárias.

1- Dados do Solicitante
Nome: Superior:

2- Instrumento/Equipamento
Tipo:

3- Serviço Prestado
Tipo de Serviço:

4- Anexos

Valor do Serviço: R\$ 0.00

03 Colar texto no campo de pesquisa de equipamentos

- Agora é possível colar texto no campo de busca da lista de equipamentos.

04 Título de tabela de certificado de calibração

- Agora o título da tabela dos certificados de calibração ficam exatamente da forma como você o insere, diferindo letras maiúsculas e minúsculas.

05 Correções

- Apenas os estados de OS não selecionados na plataforma aparecem no aplicativo para seleção ao “enviar OS com observações”.
- Correção de erro de DataTable ao abrir rascunhos de calibração.
- Inserção de sinal negativo nos valores medidos na calibração avançada.
- Filtro de empresas no relatório automático.
- Impressão dos itens “conforme” e “não conforme” no checklist.
- Inserção de casas decimais no erro máximo permitido em calibrações conforme indicado na resolução do equipamento.



A plataforma Arkmeds deseja que, cada vez mais, você tenha uma melhor experiência de uso do sistema. Por isso, qualquer dúvida ou sugestão de melhoria, entre em contato conosco através do chat.